



## Mediven Struva 23 Meia Pos Operatoria AG até raiz da coxa Branca Anti Embolismo Tam.1



Mediven Struva 23 Meia Pos Operatoria AG até raiz da coxa Branca Anti Embolismo Meias anti-embolia com 35 mmHg de compressão no tornozelo... As meias anti-embolismo têm um amplo espectro de aplicação no tratamento de trombozes em ambulatório e semi-internamento, na cirurgia vascular e como substituto geral das ligaduras de compressão nos membros inferiores.

| REF: **1000020 Tam1**

[Ver o Produto Online](#)

Tamanho	Medidas do membro inferior (perímetro em cm)			
	Tornozelo cB	Barriga da perna cC	Abaixo do joelho cD	Coxa cG
I	17 – 19	30 – 35	28 – 34	42 – 54
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	46 – 58
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	50 – 62
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	54 – 66
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	58 – 70
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	62 – 74
VII	29 – 31	36 – 48	34 – 47	66 – 78

© Gaia Saúde  
Singelas Raízes, Unipessoal, Lda