



Nursing Care Sapato Diabético Pé Neuropático Senhora Walk Castanho D2602 Tam.39

Nursing Care Sapato Diabético Pé Neuropático Senhora Walk Castanho D2602. Os sapatos Diabetic Technique da Nursingcare foram desenvolvidos para proteger e cuidar dos pés diabéticos. Combinam novas soluções tecnológicas com técnicas ancestrais de produzir matérias-primas amigas do ambiente e do pé. Previnem deformações do pé diabético e úlceras, quer de fricção, quer de pressão. Os sapatos Diabetic Technique da Nursingcare destinam-se também a todas as pessoas que tenham pés sensíveis ou de risco.



| REF: **D2602 Tam39**

[Ver o Produto Online](#)

FORMA SENHORA | HORMA SEÑORA

TAM. DO SAPATO TAM. DEL ZAPATO	X COMPRIM. LONGITUD	Y LARGURA ANCHURA	VOLUME Z VOLUMEN	
			SEM MEIA PALM. SIN MEDIA PLANT.	COM MEIA PALM. CON MEDIA PLANT.
35	227	96	234	230
36	233	97	239	235
37	239	98	243	239
38	246	100	248	244
39	253	101	252	248
40	260	103	257	253
41	267	105	262	258
42	273	106	266	262

MEDIDAS DO PÉ EM MM

© Gaia Saúde
Singelas Raízes, Unipessoal, Lda