



## Mediven for men meias de compressão elegantes para homens Classe 2 Preto Curta Tam.2



Mediven for men meias de compressão elegantes para homens Classe 2 Preto Pé de formato anatómico com marcações direita e esquerda Design canelado moderno Contém lanolina para o cuidado eficaz da pele

| REF: **3B4751 Tam2**

[Ver o Produto Online](#)

Tabela de medidas mediven active® - mediven® for men - mediven® angio

Tamanhos standard	I	II	III	IV	V	VI	VII
<i>r</i> = alturas							
<i>c</i> = circunferências							
<b>CD</b>	27 - 33	29 - 36	32 - 39	34 - 42	36 - 45	38 - 48	40 - 50
<b>CC</b>	28 - 34	30 - 37	33 - 40	35 - 43	37 - 46	39 - 49	41 - 51
<b>CB1</b>	23 - 27	24 - 29	26 - 32	29 - 35	31 - 37	33 - 39	35 - 41
<b>CB</b>	18 - 20	20 - 22	22 - 24	24 - 26	26 - 28	28 - 30	30 - 32
<b>CY</b>	26 - 31	28 - 33	29 - 35	31 - 37	32 - 38	33 - 40	34 - 42
<b>CA</b>	17 - 29	19 - 34	21 - 26	23 - 29	25 - 32	27 - 34	28 - 35

  

mediven active	Tamanho do pé
<b>CD normal</b> 43 - 49 cm	mediven active biqueira fechada, tamanho do sapato 38 - 48
<b>CD curta</b> 37 - 42 cm	mediven active biqueira fechada, tamanho do sapato 39 - 46
mediven for men	mediven for men biqueira fechada, tamanho do sapato 36 - 40
mediven angio	mediven angio biqueira fechada, pé pequeno até 25cm @ tamanho do sapato 40 - 46
<b>CD normal</b> 39 - 44 cm	
<b>CD curta</b> 34 - 38 cm	

© Gaia Saúde  
Singelas Raízes, Unipessoal, Lda