



## Mediven Struva 23 Meia Pos Operatoria AG até raiz da coxa Bege Anti Embolismo



Mediven Struva 23 Meia Pos Operatoria AG até raiz da coxa Bege Anti Embolismo Meias anti-embolia com 35 mmHg de compressão no tornozelo... As meias anti-embolismo têm um amplo espectro de aplicação no tratamento de trombozes em ambulatório e semi-internamento, na cirurgia vascular e como substituto geral das ligaduras de compressão nos membros inferiores.

| REF: **1000020bg**

[Ver o Produto Online](#)

| Tamanho | Medidas do membro inferior (perímetro em cm) |                     |                     |         |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------|
|         | Tornozelo cB                                 | Barriga da perna cC | Abaixo do joelho cD | Coxa cG |
| I       | 17 – 19                                      | 30 – 35             | 28 – 34             | 42 – 54 |
| II      | 19 – 21                                      | 31 – 37             | 29 – 36             | 46 – 58 |
| III     | 21 – 23                                      | 32 – 40             | 30 – 39             | 50 – 62 |
| IV      | 23 – 25                                      | 33 – 42             | 31 – 41             | 54 – 66 |
| V       | 25 – 27                                      | 34 – 44             | 32 – 43             | 58 – 70 |
| VI      | 27 – 29                                      | 35 – 46             | 33 – 45             | 62 – 74 |
| VII     | 29 – 31                                      | 36 – 48             | 34 – 47             | 66 – 78 |

© Gaia Saúde  
Singelas Raízes, Unipessoal, Lda