



Mediven Struva 23 Meia Pos Operatoria AG até raiz da coxa Bege Anti Embolismo Tam.3



Mediven Struva 23 Meia Pos Operatoria AG até raiz da coxa Bege Anti Embolismo Meias anti-embolia com 35 mmHg de compressão no tornozelo... As meias anti-embolismo têm um amplo espectro de aplicação no tratamento de trombozes em ambulatório e semi-internamento, na cirurgia vascular e como substituto geral das ligaduras de compressão nos membros inferiores.

| REF: **1000020bg Tam3**

[Ver o Produto Online](#)

| Tamanho | Medidas do membro inferior (perímetro em cm) | | | |
|---------|--|---------------------|---------------------|---------|
| | Tornozelo cB | Barriga da perna cC | Abaixo do joelho cD | Coxa cG |
| I | 17 – 19 | 30 – 35 | 28 – 34 | 42 – 54 |
| II | 19 – 21 | 31 – 37 | 29 – 36 | 46 – 58 |
| III | 21 – 23 | 32 – 40 | 30 – 39 | 50 – 62 |
| IV | 23 – 25 | 33 – 42 | 31 – 41 | 54 – 66 |
| V | 25 – 27 | 34 – 44 | 32 – 43 | 58 – 70 |
| VI | 27 – 29 | 35 – 46 | 33 – 45 | 62 – 74 |
| VII | 29 – 31 | 36 – 48 | 34 – 47 | 66 – 78 |

© Gaia Saúde
Singelas Raízes, Unipessoal, Lda