



Mediven Struva 23 Meia Pos Operatoria AG até raiz da coxa Branca Anti Embolismo



Mediven Struva 23 Meia Pos Operatoria AG até raiz da coxa Branca Anti Embolismo Meias anti-embolia com 35 mmHg de compressão no tornozelo... As meias anti-embolismo têm um amplo espectro de aplicação no tratamento de trombozes em ambulatório e semi-internamento, na cirurgia vascular e como substituto geral das ligaduras de compressão nos membros inferiores.

| REF: **1000020**

[Ver o Produto Online](#)

Tamanho	Medidas do membro inferior (perímetro em cm)			
	Tornozelo cB	Barriga da perna cC	Abaixo do joelho cD	Coxa cG
I	17 – 19	30 – 35	28 – 34	42 – 54
II	19 – 21	31 – 37	29 – 36	46 – 58
III	21 – 23	32 – 40	30 – 39	50 – 62
IV	23 – 25	33 – 42	31 – 41	54 – 66
V	25 – 27	34 – 44	32 – 43	58 – 70
VI	27 – 29	35 – 46	33 – 45	62 – 74
VII	29 – 31	36 – 48	34 – 47	66 – 78

© Gaia Saúde
Singelas Raízes, Unipessoal, Lda