



## Wock Palmilha Clog SteriTech Laranja Tam.36\37

Wock Palmilha Clog SteriTech Laranja. A palmilha tem uma geometria especial com sistema de absorção de choques, que evita o aparecimento de micro lesões em tendões, ossos e articulações e diminuindo a sensação de pernas cansadas! Esterilizável Produzido com um polímero de alta qualidade



| REF: **wcpslj Tam36\37**

[Ver o Produto Online](#)

### Qual o meu tamanho?

A medição precisa é de vital importância para selecionar o tamanho correspondente. Para escolheres o teu tamanho, recomendamos que sigas as instruções abaixo.



Coloca uma meia de forma a sentirem os pés confortáveis e coloca uma folha de papel no chão e passa um pé sobre a mesma.



Com um lápis, traça o contorno do teu pé. Certifica-te que o lápis está sempre perpendicular à folha. Repete o procedimento para o outro pé. Com uma régua, mede o comprimento de ambos os pés. Nota: é mais fácil a medição do lápis e não a maior medida como referida.



Coloca a fita métrica\* em torno do peito do pé. Ajusta a fita de forma a ficar confortável e não apertada. Mede o contorno em torno do peito de ambos os pés e regista a maior medida.

\*Não abra medida entre fita métrica, coloca um fio em torno do teu pé de pé e mede o resultado com a régua.

### Encontra as tuas CLOG perfeitas

EUR	UK	US	Comp. do PE (cm)	Perfo do PE (cm)
35/36	3,5	5,5	22,6	22,05
36/37	4	6	23,2	22,6
37/38	5	7	23,8	23,2
38/39	6	8	24,5	23,7
39/40	6,5	8,5	25,2	24,3
41/42	8	10	26,6	25,7
43/44	8,5	11,5	27,9	26,9
45/46	9	12	29,2	28,05
47/48	10	13	30,6	29,25

© Gaia Saúde

Singelas Raízes, Unipessoal, Lda