



## Wock Palmilha Clog SteriTech Preto Tam.39\40

Wock Palmilha Clog SteriTech Preta. A palmilha tem uma geometria especial com sistema de absorção de choques, que evita o aparecimento de micro lesões em tendões, ossos e articulações e diminuindo a sensação de pernas cansadas! Esterilizável! Produzido com um polímero de alta qualidade



| REF: [wcpst Tam39\40](#)

[Ver o Produto Online](#)

### Qual o meu tamanho?

A medição precisa é de vital importância para selecionar o tamanho correspondente. Para escolheres o teu tamanho, recomendamos que sigas as instruções abaixo.



Coloca uma meia de forma a sentir os pés confortáveis e coloca uma folha de papel no chão e passa um pé sobre a mesma.



Com um lápis, traça o contorno do teu pé. Certifica-te que o lápis está sempre perpendicular à folha. Repete o procedimento para o outro pé. Com uma régua, mede o comprimento de ambos os pés. Nota: é mais fácil a medição do lápis e não a maior medida como referida.



Coloca a fita métrica\* em torno do peito do pé. Ajusta a fita de forma a ficar confortável e não apertada. Mede o contorno em torno do peito de ambos os pés e regista a maior medida. \*Não abra medida entre fita e pele. Coloca um fio em torno do teu pé de pé e mede o resultado com a régua.

### Encontra as tuas CLOG perfeitas

EUR	UK	US	Comp. do PE (cm)	Peito do PE (cm)
35/36	3,5	5,5	22,6	22,05
36/37	4	6	23,2	22,5
37/38	5	7	23,8	23,0
38/39	6	8	24,5	23,5
39/40	6,5	8,5	25,2	24,0
41/42	8	10	26,6	24,5
43/44	8,5	11,5	27,5	25,0
45/46	9	12	28,2	26,05
47/48	10	13	30,0	26,85

© Gaia Saúde  
Singelas Raízes, Unipessoal, Lda