



Wock Palmilha Clog SteriTech Preto Tam.41\42

Wock Palmilha Clog SteriTech Preta. A palmilha tem uma geometria especial com sistema de absorção de choques, que evita o aparecimento de micro lesões em tendões, ossos e articulações e diminuindo a sensação de pernas cansadas! Esterilizável! Produzido com um polímero de alta qualidade



| REF: [wcpst Tam41\42](#)

[Ver o Produto Online](#)

Qual o meu tamanho?

A medição precisa é de vital importância para selecionar o tamanho correspondente. Para escolheres o teu tamanho, recomendamos que sigas as instruções abaixo.



Coloca uma meia de forma a sentir os pés confortáveis e coloca uma folha de papel no chão e passa um pé sobre a mesma.



Com um lápis, traça o contorno do teu pé. Certifica-te que o lápis está sempre perpendicular à folha. Repete o procedimento para o outro pé. Com uma régua, mede o comprimento de ambos os pés. Nota: o que é a medida do lápis é essa a maior medida como referida.



Coloca a fita métrica* em torno do peito do pé. Ajusta a fita de forma a ficar confortável e não apertada. Mede o contorno em torno do peito de ambos os pés e regista a maior medida.

*Para obter medidas mais precisas, utiliza um fita métrica de tipo plano de pé e mede o resultado com 2 dígitos.

Encontra as tuas CLOG perfeitas

EUR	UK	US	Comp. do Pé (cm)	Perfo do Pé (cm)
35/36	3,5	5,5	22,6	22,05
36/37	4	6	23,2	22,5
37/38	5	7	23,8	23,0
38/39	6	8	24,5	23,5
39/40	6,5	8,5	25,2	24,0
41/42	8	10	26,6	24,5
43/44	8,5	11,5	27,5	25,0
45/46	9	12	28,2	26,05
47/48	10	13	30,0	26,85

© Gaia Saúde

Singelas Raízes, Unipessoal, Lda