



Wock Soca Bloc 02 Azul Medio Tam.34\35

Soca Bloc 02 Azul Medio - Wock Para atividades nas quais os profissionais passam muitas horas de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, é ideal para ser utilizado em Hospitais e Instituições de Saúde, Indústria Farmacêutica e Bloco Operatório. A BLOC é uma soca monobloco, desenhada para proporcionar conforto



| REF: [wbl02azm Tam34\35](#)

[Ver o Produto Online](#)

Qual o meu tamanho?

A medição precisa é de vital importância para selecionar o tamanho correspondente. Para escolher o teu tamanho, recomendamos que sigas as instruções abaixo.



Calça uma meia de forma e senta os pés confortavelmente e coloca uma folha de papel no chão e passa um pé sobre a mesma.



Com um lápis, traça o contorno do teu pé. Certifica-te que o lápis está sempre perpendicular à folha. Repete o procedimento para o outro pé. Com uma régua, mede o comprimento de ambos os pés. Nota: o teu tamanho é a medida do lápis e não a maior medida como referida.



Coloca a "fita métrica" em torno do peito do pé. Ajusta a fita de forma a ficar confortável e não apertada. Mede o contorno em torno do peito de ambos os pés e regista a maior medida. *Para obter medidas mais precisas, utiliza um fita métrica de tipo plano de pé e mede o resultado com 2 dígitos.

Encontra as tuas CLOG perfeitas

EUR	UK	US	Comp. do Pé (cm)	Perfo do Pé (cm)
35/36	3,5	5,5	22,6	22,05
36/37	4	6	23,2	22,6
37/38	5	7	23,8	23,2
38/39	6	8	24,5	23,7
39/40	6,5	8,5	25,2	24,3
41/42	8	10	26,6	25,5
43/44	8,5	11,5	27,9	26,8
45/46	9	12	29,2	28,05
47/48	10	13	30,6	29,35

© Gaia Saúde

Singelas Raízes, Unipessoal, Lda