



## Wock Soca Bloc 02 Azul Medio Tam.37

Soca Bloc 02 Azul Medio - Wock Para atividades nas quais os profissionais passam muitas horas de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, é ideal para ser utilizado em Hospitais e Instituições de Saúde, Indústria Farmacêutica e Bloco Operatório. A BLOC é uma soca monobloco, desenhada para proporcionar conforto

| REF: [wbl02azm Tam37](#)

[Ver o Produto Online](#)



### Qual o meu tamanho?

A medição precisa é de vital importância para selecionar o tamanho correspondente. Para escolheres o teu tamanho, recomendamos que sigas as instruções abaixo.



Calça umas meias de forma a sentirem os pés confortáveis e coloca uma folha de papel no chão e passa um pé sobre a mesma.



Com um lápis, traça o contorno do teu pé. Certifica-te que o lápis está sempre perpendicular à folha. Repete o procedimento para o outro pé. Com uma régua, mede o comprimento de ambos os pés. Nota: o teu tamanho é a medida do lápis e não a maior medida como referida.



Coloca a fita métrica\* em torno do peito do pé. Ajusta a fita de forma a ficar confortável e não apertada. Mede o contorno em torno do peito de ambos os pés e regista a maior medida. \*Não abra medida entre fita e pele. Coloca um fio em torno do teu pé de pé e mede o resultado com a régua.

### Encontra as tuas CLOG perfeitas

EUR	UK	US	Comp. do Pé (cm)	Perço do Pé (cm)
35/36	3,5	5,5	22,6	22,95
36/37	4	6	23,2	23,5
37/38	5	7	23,8	24,1
38/39	6	8	24,5	24,7
39/40	6,5	8,5	25,2	25,3
41/42	8	10	26,6	26,5
43/44	8,5	11,5	27,9	27,3
45/46	9	12	29,2	28,05
47/48	10	13	30,6	29,85

© Gaia Saúde  
Singelas Raízes, Unipessoal, Lda