



Wock Soca Bloc 02 Azul Medio Tam.39

Soca Bloc 02 Azul Medio - Wock Para atividades nas quais os profissionais passam muitas horas de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, é ideal para ser utilizado em Hospitais e Instituições de Saúde, Indústria Farmacêutica e Bloco Operatório. A BLOC é uma soca monobloco, desenhada para proporcionar conforto

| REF: [wbl02azm Tam39](#)

[Ver o Produto Online](#)



Qual o meu tamanho?

A medição precisa é de vital importância para selecionar o tamanho correspondente. Para escolheres o teu tamanho, recomendamos que sigas as instruções abaixo.



Coloca uma meia de forma a sentir os pés confortáveis e coloca uma folha de papel no chão e passa um pé sobre a mesma.



Com um lápis, traça o contorno do teu pé. Certifica-te que o lápis está sempre perpendicular à folha. Repete o procedimento para o outro pé. Com uma régua, mede o comprimento de ambos os pés. Nota: o teu tamanho é a medida do lápis e não a maior medida como referida.



Coloca a "fita métrica" em torno do peito do pé. Ajusta a fita de forma a ficar confortável e não apertada. Mede o contorno em torno do peito de ambos os pés e regista a maior medida. *Para obter medidas mais precisas, coloca um fio em torno do teu pé de pé e mede o resultado com a régua.

Encontra as tuas CLOG perfeitas

EUR	UK	US	Comp. do Pé (cm)	Peito do Pé (cm)
35/36	3,5	5,5	22,6	22,05
36/37	4	6	23,2	22,5
37/38	5	7	23,8	23,0
38/39	6	8	24,5	23,5
39/40	6,5	8,5	25,2	24,0
41/42	8	10	26,6	24,5
43/44	8,5	11,5	27,5	25,0
45/46	9	12	28,2	25,5
47/48	10	13	29,0	26,05

© Gaia Saúde
Singelas Raízes, Unipessoal, Lda