



Wock Soca Bloc 05 Branco Com Tira Presilha Tam.34\35

Wock Soca Bloc 05 Branco Com Tira Presilha Wock Para atividades nas quais os profissionais passam muitas horas de pé e tendem a ter fadiga e desconforto nos pés e pernas, é ideal para ser utilizado em Hospitais e Instituições de Saúde, Indústria Farmacêutica e Bloco Operatório. A BLOC é uma soca monobloco, desenhada para proporcionar conforto



| REF: [wbl05brt Tam34\35](#)

[Ver o Produto Online](#)

Qual o meu tamanho?

A medição precisa é de vital importância para selecionar o tamanho correspondente. Para escolheres o teu tamanho, recomendamos que sigas as instruções abaixo.



Coloca uma meia de forma e senta os pés confortavelmente e coloca uma folha de papel no chão e passa um pé sobre a mesma.



Com um lápis, traça o contorno do teu pé. Certifica-te que o lápis está sempre perpendicular à folha. Repete o procedimento para o outro pé. Com uma régua, mede o comprimento de ambos os pés. Nota: o que é a medida do lápis é essa a maior medida como referida.



Coloca a fita métrica* em torno do peito do pé. Ajusta a fita de forma a ficar confortável e não apertada. Mede o contorno em torno do peito de ambos os pés e regista a maior medida. *Não abra medida entre fita e pele. Coloca um fio em baixo do teu pé de pé e mede o resultado com a régua.

Encontra as tuas CLOG perfeitas

EUR	UK	US	Comp. do Pé (cm)	Peito do Pé (cm)
35/36	3,5	5,5	22,6	22,05
36/37	4	6	23,2	22,5
37/38	5	7	23,8	23,0
38/39	6	8	24,5	23,5
39/40	6,5	8,5	25,2	23,7
41/42	8	10	26,6	24,5
43/44	8,5	11,5	27,9	25,3
45/46	9	12	29,2	26,05
47/48	10	13	30,6	26,85

© Gaia Saúde
Singelas Raízes, Unipessoal, Lda